

EURONDA EM45 SURGIFLEX TIP



A folyamatosan fejlődő fogászati sebészet olyan korszerű műszereket igényel, amelyek minden körülmények között garantálják a biztonságot, az ergonómiát. Ennek eredményeként az EM45 SurgiFlexo steril kanült az Euronda fejlesztette ki, hogy megfeleljen a komplex sebészeti körülmények között felmerülő szívási igényeknek.

Sokoldalú és rugalmas: precíz beavatkozások segítése



Rugalmas felépítésének és az adott forma megtartásának köszönhetően az EM45 a legmegfelelőbb hajlítási szögbe illeszthető a precíz beavatkozáshoz olyan összetett műveletekben, mint pl.:

- apicectomiák
- fogíny graftok
- implantológiai műtétek



Világoskék hegye további pontosságot ad a műtéti eljárás során. Jellegzetes színe tökéletesen elűt a környező szövetektől, javítva a láthatóságot minden olyan sebészeti beavatkozásnál, ahol a pontosság kulcsfontosságú.

A hegy lecsavarhatósága lehetővé teszi a szívónyílás 2,6 és 4,8 mm között történő változtatását is, hogy alkalmazkodjon a különböző működési fázisok szívóigényéhez.

Biztonság és kényelem

A kanül és a hegy kiváló minőségű biokompatibilis anyagokból készült, és különös figyelmet fordítottak a hegy kialakítására, amely finoman kölcsönhatásba lép a nyálkahártyával, és kényelmes élményt biztosít a páciens számára, ugyanakkor maximális betegellátást biztosít.



Minden EM45 kanül kizárólag Olaszországban készül, és a maximális biztonság érdekében a legmagasabb sebészeti szabványoknak megfelelően csomagolják. Gondosan steril orvosi buborékcsomagolásba csomagolva, dupla öntapadó címkével kiegészítve a termék nyomon követhetősége érdekében.

Minden csomag 20 szívócsúcsot és 2 adaptert tartalmaz: az egyik adapter 6,5 mm-től 11 mm-ig, a másik 11 mm-től 16 mm-ig terjed, így univerzális kompatibilitást biztosít. Olaszországban készült termék.



Pannon-Dental Kft.

Számlázási cím / Billing Address: HU8200 Veszprém, Stadion u. 21.

Szállítási cím / Delivery Address: HU8200 Veszprém, Kistó u. 25.

Tel: +36(88)410-333

Fax: +36(88)410-334

Mobil: +36(30)9575-019

e-mail: office@pannondental.hu

web: pannondental.hu